



Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion | 02

Heat vest with vibration massage function | 06

Gilet chauffant avec fonction de massage par vibrations | 10

Verwarmingsvest met vibratiemassagefunctie | 14

DE I Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion




BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unserer Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion. Damit Sie lange Freude an ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte vor der Verwendung dieses Handbuch.

Anweisungen

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Nicht während des Schlafs anwenden.
3. Nicht bei einem Säugling anwenden.
4. Dieses Produkt darf nicht bei und von einer invaliden, schlafenden oder bewusstlosen Person oder einem Kind verwendet werden. Person mit schlechter Durchblutung müssen bei einer Anwendung sorgfältig betreut werden.
5. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht gebraucht wird und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
6. Halten Sie Hunde, Katzen und andere Haustiere von der Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion fern.
7. Nur in Innenräumen verwenden.
8. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeempfindliche Personen müssen vorsichtig sein, wenn Sie das Gerät benutzen. **NICHT AUF EMPFINDLICHEN HAUTPARTIEN ANWENDEN.**
9. Verbrennungen können unabhängig von der Einstellung der Kontrolle auftreten, überprüfen Sie bitte Ihre Haut unter dem Kissen häufig.
10. Das Polster nie ohne Abdeckung verwenden.
11. Verwenden Sie keine Klammern/Stecknadeln oder andere metallische Mittel, um das Polster zu befestigen.
12. Setzen Sie sich nicht auf das Polster und zerdrücken Sie es nicht - vermeiden Sie scharfe Falten.
13. Heben Sie das Polster niemals nur am Netzkabel hoch.
14. Das Kabel nicht als Griff verwenden.
15. Vor jedem Gebrauch die Innenhülle sorgfältig untersuchen. Das Polster nicht verwenden, wenn die Innenhülle ein Anzeichen einer Beschädigung zeigt.
16. Schlaufenschnur bei der Lagerung nur locker umwickeln, eine enge Umwicklung kann die Schnur und die Innenteile beschädigen. Dieses Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die empfindlich gegen Hitze sind und andere Personen, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
17. Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern unter 8 Jahren benutzt werden, es sei denn, sie werden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten kontrolliert.
18. Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät niemals benutzen, da sie nicht in der Lage sind auf Überhitzung reagieren.
19. Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es zusammenlegen.
20. Das Gerät darf während der Lagerung auch nicht zerknittert werden und Gegenstände darauf gelegt werden.
21. Untersuchen Sie das Gerät häufig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Wenn es Anzeichen einer Beschädigung gibt oder wenn das Gerät missbraucht wurde oder es nicht funktioniert, senden Sie es vor der weiteren Nutzung an den Lieferanten zurück.
22. Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
23. Niemals verwenden, wenn es nass ist. **GEFAHR:** Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen und Feuer zu verringern, muss dieses Produkt in gemäß den folgenden Anweisungen.
24. Nur mit der Steuerung BLV-C09 verwenden.
25. Eine zu lange Anwendung kann zu Hautverbrennungen führen.
26. Bei längerer Anwendung, sollte in einer niedrigen Stufe eingestellt werden.
27. Der Schalter oder die Steuereinheit darf während des Waschens nicht nass werden und das Kabel muss während des Trocknens so positioniert werden, dass kein Wasser in den Schalter oder die Kontrolleinheit läuft.
28. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt, dem Kundenservice oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
29. **VORSICHT:** Zur Vermeidung einer Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät versorgt werden, wie z. B. einer Zeitschaltuhr oder an einen Stromkreis angeschlossen, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
30. **Falls Sie die Weste nicht verwenden, bitte sehr sorgsam aufbewahren. Lassen Sie die Weste abkühlen, bevor Sie sie zusammenlegen. Rollen Sie die Weste vorsichtig oder legen Sie sie locker und ohne Druck zusammen, um Schäden an den Heizelementen zu vermeiden. Legen Sie keine Gegenstände auf die Weste**
31. Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG



STEP1: Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose 220V-240V AC.

STEP2: Platzieren Sie die Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion auf Ihren Schultern. Verbinden Sie nun die beiden vorderen Kissen mit dem überstehenden, schwarzen Klettverschluss.


STEP3: Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers ein

STEP4: Wählen Sie dann die gewünschte Wärme oder Vibrations-Massagefunktion für die Vorderseite des Controllers.

WICHTIG:

Wenn die Wärmeindikatoren aufleuchten oder eingeschaltet bleiben, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Vorwärmen:




Warten Sie einige Minuten, bis die Wärmeweste vorgewärmt ist. **WICHTIG:** Wenn eine rote „HIGH“-Lampe blinkt, bedeutet dies, dass ein Fehler aufgetreten ist. Ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose und prüfen Sie den Zustand des Kabels und die Funktion der Netzsteckdose.

Wenn das Blinken anhält, stoppen Sie Nutzung der Weste und kontaktieren Sie den Kundenservice.


Um Wärme zuzuführen, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Reglers ein, dann drücken Sie die Schaltfläche Wärmeaktivierung und wählen Sie die gewünschte Temperatur: hoch oder tief.

Drücken Sie 1 X für geringe Wärme
Drücken Sie 2 X für mittlere Wärme
Drücken Sie 3 X für viel Wärme
Erneut drücken für die Aus-Funktion



Um die Vibrations-Massagefunktion zu aktivieren, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Reglers ein, drücken Sie dann die Vibrations-Massage-Aktivierungstaste und wählen Sie Ihre gewünschte Geschwindigkeit:

Drücken Sie 1 X für leicht pulsierend
Drücken Sie 2 X für leicht dauerhaft
Drücken Sie 3 X für mittel pulsierend
Drücken Sie 4 X für mittel dauerhaft
Drücken Sie 5 X für stark pulsierend
Drücken Sie 6 X für stark dauerhaft
Erneut drücken für die Aus-Funktion



ABSCHALTAUTOMATIK

Das Auto-Off-Schaltung ist in der Steuerung auf der Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion.

Die Auto-Off-Funktion ermöglicht es, durch automatisches Ausschalten nach 2 Stunden ununterbrochener Benutzung Energie, zu sparen

Die Massage-Funktion schaltet sich nach 15 Minuten Gebrauch automatisch ab.

WICHTIG: Der Auto-off-Timer wird nach einem Stromausfall zurückgesetzt.

WASCHANWEISUNGEN:


IMMER DURCH ZIEHEN DES NETZSTECKERS DIE WÄRMEWESTE MIT VIBRATIONS-MASSAGE FUNKTION VOM STROM-NETZ TRENNEN! HINWEIS: NUR DER BEZUG IST WASCHBAR! DAS HEIZKISSEN NICHT WASCHEN!






NICHT CHEMISCH REINIGEN! KEINE BLEICHMITTEL VERWENDEN! NICHT ZUM TROCKNEN AUSWRINGEN.

1. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Seite und lösen Sie die inneren Gurte des Heizkissens bis zur Abdeckung. (Siehe Abb. 7). Entfernen

Sie dann vorsichtig die Abdeckung.

2. Den Bezug in der Maschine im Schonwaschgang in warmem Wasser waschen und im Wäschetrockner bei mittlere Hitze trocknen, dann direkt aus dem Trockner entfernen.
3. Der Bezug kann von Hand in warmem Seifenwasser gewaschen werden. Zum Trocknen einfach aufhängen.
4. Nach dem Trocknen das Heizkissen wieder in die Hülle legen und wieder befestigen.
5. Die Riemen werden danach mit einem Reißverschluss verschlossen.



-  Nicht Bleichen
-  Nicht chemisch oder trocken Reinigen
-  Nicht Bügeln
-  Heizdecke und Vibrationselement nicht waschen
-  Nur liegend Trocknen



Keine Metallnadeln verwenden



Nicht bei Kindern unter 3 Jahren verwenden



Nicht falten oder knicken



Lesen Sie die Anleitung aufmerksam

ACHTUNG: PRODUKT IMMER MIT VORSICHT BEHANDELN. IMMER FLACH HINLEGEN ODER VORSICHTIG FALTEN.

DAS KNICKEN DER HEIZDRÄHTE KANN ZU EINEM DEFEKT FÜHREN.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

100% Polyester

66 x 85cm

220-240V~

50/60Hz 100Watt



CE

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet. Die Erklärungen zur CE-Konformität sind unter www.mobiset.de abrufbar.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über die kommunalen Sammelstellen.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft.

Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor.

Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zur Nutzung als Wärmeweste mit Vibrations-Massagefunktion bestimmt.
Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

WARNUNG

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEIT ANWEISUNGEN

BITTE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN

VORSICHT: PRODUKT IMMER MIT VORSICHT BEHANDELN. IMMER FLACH HINLEGEN ODER FALTEN.

QUETSCHUNGEN DER HEIZDRÄHTE KÖNNEN ZU FEHLFUNKTIONEN FÜHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte Betriebsanleitung für künftige Nutzungen gut aufbewahren.

Achtung: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen und Bränden zu vermeiden, muss dieses Produkt gemäß den folgenden Anweisungen benutzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern nur unter Beaufsichtigung benutzt werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, die Reinigung und Wartung darf nur durch den Benutzer vollzogen werden.

WARNUNG

Das Gerät darf nicht geöffnet, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb. Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.

Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

Das Gerät muss auf einer festen, flachen und waagerechten Unterlage aufgestellt, oder mittels Befestigungsmaterial an der Wand befestigt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.

Vor dem Erstgebrauch

Auspacken

Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.

Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät.

HINWEIS

Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.

Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.

EN I Heat vest with vibration massage function




INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our Heat vest with vibration massage function. Please read this manual before use to ensure that you can enjoy your product for a long time and make full use of it.

Instructions

1. read all instructions.
2. Do not use during sleep.
3. Do not use on an infant.
4. Do not use this product on and by an invalid, sleeping or unconscious person or child. Persons with poor circulation must be carefully supervised during use.
5. switch off the product when not in use and unplug the power cord from the wall socket.
6. keep dogs, cats and other pets away from the heat waistcoat with massage function far away.
7. Use indoors only.
8. the device has a heated surface. People who are sensitive to heat must be careful when you use the machine.
DO NOT USE ON SENSITIVE AREAS OF SKIN.
9. burns can occur regardless of the control setting, please check your skin under the pillow frequently.
10. never use the cushion without the cover.
11. do not use clips/pins or other metallic means to fix the cushion.
12. do not sit on the cushion and do not crush it - avoid sharp folds
13. never lift the padding by the power cord alone.
14. do not use the cable as a handle.
15. check the inner cover carefully before each use. Do not use the padding if the inner cover shows signs of damage.
16. only loosely wrap the loop cord during storage, a tight wrap can damage the cord and the inner parts. This appliance must not be used by persons who are sensitive to heat and other persons who are not able to react to overheating.
17. The appliance must not be used by young children under 8 years of age unless they are supervised by a parent or guardian.
18. children under three years of age must never use this appliance, as they are not capable of reacting to overheating.
19. 19 When storing the appliance, allow it to cool down before folding it up.
20. 20. do not crumple the appliance or place objects on it during storage.
21. 21 Check the unit frequently for signs of wear or damage. If there are signs of damage or if the unit has been misused or does not work, return it to the supplier before further use.
22. This machine is not intended for medical use in hospitals.
23. never use when it is wet. **DANGER:** To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions.
24. use only with the BLV-C09 controller.
25. use for too long can cause skin burns.
26. for prolonged use, should be set at a low level.
27. the switch or control unit must not get wet during washing and the cable must be positioned during drying so that no water runs into the switch or control unit.
28. if the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the customer service or qualified persons to avoid any risk.
29. **CAUTION:** To avoid any risk of accidental resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be powered by an external switchgear such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company.
30. **If you do not use the waistcoat, please store it very carefully. Let the waistcoat cool down before folding it. Roll the waistcoat carefully or fold it loosely and without pressure to avoid damage to the heating elements.**
31. Do not place any objects on the waistcoat. Keep these instructions in a safe place.

INSTRUCTION MANUAL



STEP1: Insert the plug into a 220V-240V AC socket.

STEP2: Place the heat vest with vibration massage on your shoulders. Now connect the two front cushions with the protruding black velcro.


STEP3: Turn on the switch on the back of the controller

STEP4: then select the desired heat or vibrating massage function for the front of the controller.

IMPORTANT:

If the heat indicators light up or remain on, unplug the power cord from the wall socket immediately.


Preheat:



Wait a few minutes for the heat waistcoat to preheat. **IMPORTANT:** If a red „HIGH“ lamp flashes, it means that an error has occurred. Immediately unplug the appliance and check the condition of the cable and the operation of the mains socket. If the flashing stops, stop using the waistcoat and contact customer service.


To add heat, turn on the switch on the back of the controller, then press the heat activation button and select the desired temperature: high or low.

Press 1 X for low heat
Press 2 X for medium heat
Press 3 X for lots of heat
Press again for the off function



To activate the vibration massage function, turn on the switch on the back of the controller, then press the vibration massage activation button and select your desired speed:

Press 1 X for slightly pulsating
Press 2 X for slightly permanent
Press 3 X for medium pulsing
Press 4 X for medium permanent
Press 5 X for strong pulsing
Press 6 X for strong permanent
Press again for the off function




AUTOMATIC SWITCH-OFF






The auto-off switch is in the control unit on the Heat vest with vibration massage function. The Auto-Off function allows to save energy by automatically switching off after 2 hours of continuous use. The massage function switches off automatically after 15 minutes of use. **IMPORTANT:** The auto-off timer is reset after a power failure.

WASHING INSTRUCTIONS:

ALWAYS DISCONNECT THE HEAT VEST WITH VIBRATION MASSAGE FUNCTION FROM THE MAINS BY PULLING THE PLUG! **NOTE: ONLY THE COVER IS WASHABLE! DO NOT WASH THE HEATING PAD! DO NOT DRY CLEAN! DO NOT USE BLEACH! DO NOT WRING OUT TO DRY.**

1. open the zip on the side and loosen the inner straps of the heating pad up to the cover. (See fig. 7). Then carefully remove the cover.
2. machine wash the cover in warm water on the delicate wash cycle and tumble dry on medium heat, then remove directly from the tumble dryer.
3. wash the cover by hand in warm soapy water. Simply hang it up to dry.
4. after drying, put the heating pad back into the cover and fasten it again.
5. close the straps with a zip fastener afterwards.



-  Do not bleach
-  Do not clean chemically or dry
-  Do not iron
-  Do not wash electric blanket and vibration element
-  only horizontal drying



Do not use metal needles



Do not use on children
under 3 years of age



Do not fold or crease



Read the instructions
carefully

ATTENTION: ALWAYS HANDLE PRODUCT WITH CARE. ALWAYS LAY FLAT OR FOLD CAREFULLY.
BENDING THE HEATING WIRES CAN CAUSE A DEFECT.
FOR DOMESTIC USE ONLY

100% polyester
66 x 85cm
220-240V~
50/60Hz 100Watt



CE

CE Declaration of Conformity


Mobiset GmbH hereby declares that this product is in compliance with the basic requirements of the applicable European directives. The declarations of CE conformity are available at www.mobiset.de.


General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection

-  The packaging materials used are recyclable. Dispose of no longer needed Packaging materials according to local regulations.

-  This product must not be disposed of with normal household waste within the European Union will be. Dispose of the device at the municipal collection points.

Warranty/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The territorial scope of the warranty protection is Europe-wide.

The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment.

The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price.

Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established.

The use of the legal rights for defects is free of charge. These are not restricted by the guarantee.

Intended use

This device is only intended for use as a thermal waistcoat with massage function.

Any other or additional use is considered improper.

WARNING

Dangers can arise from the device if it is not used as intended and/or used in any other way. Use the device exclusively for its intended purpose.

Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind for damage resulting from improper use and/or other use

Use is excluded.

The operator bears the sole risk.

Limitation of liability

All technical information, data and instructions for connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest status at the time of printing and are based on our previous experience and knowledge to the best of our knowledge.

No claims can be derived from the information, illustrations and descriptions in this manual.

The manufacturer accepts no liability for damage due to non-compliance with the instructions, improper use, improper repairs, unauthorised modifications or the use of unauthorised spare parts.

Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE FIRST USE

CAUTION: ALWAYS HANDLE PRODUCT WITH CARE. ALWAYS LAY FLAT OR FOLD.
SQUEEZING THE HEATING WIRES CAN LEAD TO MALFUNCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please keep the operating instructions in a safe place for future use.

Warning: To avoid the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions.

This appliance can only be used by children under supervision.

Do not allow children to play with the appliance, cleaning and maintenance must be carried out by the user.

WARNING

The device must not be opened, thrown into fire, immersed in liquids or short-circuited.
will be.

Basic safety instructions

Check the unit for visible external damage before use. Do not operate a damaged or dropped unit.

Persons who are not able to operate the unit safely due to their physical, mental or motor skills may only use the unit under the supervision or instruction of a responsible person

Allow children to use the appliance only under supervision.

Have repairs to the appliance carried out only by authorised specialist companies or the customer service department. Improper repairs can cause considerable danger to the user. In addition, the warranty will become void.

Protect the unit from moisture and the penetration of liquids. Avoid direct sunlight.

Requirements for the installation site

For safe and fault-free operation of the unit, the installation site must meet the following requirements:

The unit must be set up on a firm, flat and horizontal surface or fixed to the wall using fixing materials.

Do not set up the device in a hot, wet or very damp environment or near inflammable material.

Before first use

Unpacking

Remove the machine and the operating instructions from the carton.

Remove all packaging materials and protective films from the unit before initial use.

NOTE

Keep the original packaging during the warranty or guarantee period of the device in order to send the device properly packed in case of warranty or guarantee claim. Damage in transit leads to the expiration of the warranty or guarantee claim.

Check scope of delivery

Check the contents for completeness and for visible damage.

Report an incomplete or damaged delivery to your supplier immediately.

FR I Gilet chauffant avec fonction de massage par vibrations




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre boîte à Gilet chauffant avec fonction de massage par vibrations de massage. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre produit et l'utiliser au maximum, veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser.

Instructions

1. lire toutes les instructions.
2. Ne pas utiliser pendant le sommeil.
3. Ne pas utiliser sur un nourrisson.
4. n'utilisez pas ce produit sur et par une personne ou un enfant invalide, endormi ou inconscient. Une personne ayant une mauvaise circulation doit être soigneusement surveillée pendant l'utilisation.
5. éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
6. tenir les chiens, les chats et les autres animaux domestiques éloignés du gilet thermique avec fonction de massage lointaines.
7. utilisation à l'intérieur uniquement.
8. l'appareil a une surface chauffée. Les personnes sensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsque vous utilisez l'appareil. **NE PAS UTILISER SUR DES ZONES DE PEAU SENSIBLES.**
9. des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage du contrôle, veuillez vérifier fréquemment votre peau sous l'oreiller.
10. ne jamais utiliser le coussin sans housse.
11. ne pas utiliser de clips/broches ou autres moyens métalliques pour fixer le coussin.
12. ne pas s'asseoir sur le coussin et ne pas l'écraser - éviter les plis trop prononcés
13. ne jamais soulever le rembourrage par le seul cordon d'alimentation.
14. n'utilisez pas le cordon comme poignée.
15. inspecter soigneusement le couvercle intérieur avant chaque utilisation. N'utilisez pas le rembourrage si la couverture intérieure présente des signes de détérioration.
16. n'enroulez que légèrement le cordon à boucle pendant le stockage, un enroulement serré peut endommager le cordon et ses parties internes. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes sensibles à la chaleur et d'autres personnes qui ne sont pas capables de réagir à une surchauffe.
17. cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de moins de 8 ans, sauf s'ils sont sous le contrôle d'un parent ou d'un tuteur.
18. les enfants de moins de trois ans ne doivent jamais utiliser cet appareil car ils ne sont pas capables de réagir à une surchauffe.
19. Lorsque vous rangez l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier.
20. ne pas froisser l'appareil ou y placer des objets pendant le stockage.
21. vérifiez fréquemment l'appareil pour déceler tout signe d'usure ou de dommage. S'il y a des signes de dommages, ou si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, renvoyez-le au fournisseur avant toute nouvelle utilisation.
22. Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
23. ne jamais utiliser lorsqu'il est mouillé. **DANGER** : Pour réduire le risque de brûlures, de choc électrique et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.
24. à utiliser uniquement avec le contrôleur BLV-C09.
25. une utilisation trop longue peut provoquer des brûlures de la peau.
26. lorsqu'il est utilisé pendant une longue période, doit être fixé à un niveau bas.
27. l'interrupteur ou l'unité de commande ne doit pas être mouillé pendant le lavage et le câble doit être positionné de manière à ce qu'aucune eau ne s'écoule dans l'interrupteur ou l'unité de commande pendant le séchage.
28. si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service clientèle ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
29. **ATTENTION** : Pour éviter le risque de réenclenchement accidentel de l'arrêt thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par la société de services publics.
30. **Si vous n'utilisez pas le gilet, veuillez le ranger très soigneusement. Laissez le gilet refroidir avant de le plier. Roulez le gilet avec précaution ou pliez-le sans le serrer pour ne pas endommager les éléments chauffants. Ne posez aucun objet sur le gilet.**
31. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



STEP1: Insérez la fiche dans une prise de courant de 220V-240V AC.

STEP2: Placez le Gilet chauffant avec fonction de massage par vibrations sur vos épaules. Reliez maintenant les deux coussins avant avec le velcro noir qui dépasse.


STEP3: Allumez l'interrupteur à l'arrière du contrôleur

STEP4: puis sélectionnez la Fonction de massage par vibrations souhaitée pour l'avant du contrôleur.

IMPORTANT :

Si les témoins de chaleur s'allument ou restent allumés, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale.

Préchauffage :



Attendez quelques minutes que le gilet chauffant soit préchauffé. **IMPORTANT :** Si un voyant rouge „HIGH“ clignote, cela signifie qu'un défaut s'est produit. Débranchez immédiatement l'appareil et vérifiez l'état du câble et le fonctionnement de la prise de courant. Si le clignotement s'arrête, cessez d'utiliser le gilet et contactez le service clientèle.


Pour ajouter de la chaleur, allumez l'interrupteur à l'arrière du contrôleur, puis appuyez sur le bouton d'activation de la chaleur et sélectionnez la température souhaitée : haute ou basse.

Appuyez sur 1 X pour un feu doux

Appuyez sur 2 X pour une chaleur moyenne

Appuyez sur 3 X pour obtenir beaucoup de chaleur

Appuyez à nouveau pour la fonction off



Pour activer la fonction de massage par vibrations, allumez l'interrupteur situé à l'arrière du régulateur, puis appuyez sur le bouton d'activation du massage par vibrations et sélectionnez la vitesse de votre choix.

Appuyez sur 1 X pour une légère pulsation

Appuyez sur 2 X pour un affichage légèrement permanent


Appuyez sur 3 X pour une pulsation moyenne

Appuyez sur 4 X pour le support en permanence

Appuyez sur 5 X pour une forte pulsation

Appuyez sur la touche 6 X pour que le projet soit fortement permanent

Appuyez à nouveau pour la fonction off



ARRÊT AUTOMATIQUE

L'interrupteur d'arrêt automatique se trouve dans l'unité de commande de la veste thermique.

La fonction Auto-Off permet d'économiser l'énergie en s'éteignant automatiquement après 2 heures d'utilisation continue.

La fonction de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.

IMPORTANT : Le minuteur d'arrêt automatique est réinitialisé après une coupure de courant.

LES INSTRUCTIONS DE LAVAGE :






DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE GILET CHAUFFANT AVEC FONCTION DE MASSAGE PAR VIBRATIONS DE LA PRISE DE COURANT !

NOTE : SEULE LA HOUSSE EST LAVABLE ! NE PAS LAVER LE COUSSIN CHAUFFANT !

NE PAS NETTOYER À SEC ! N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL ! NE PAS TORDRE POUR SÉCHER.

1. Ouvrez la fermeture éclair sur le côté et relâchez les sangles intérieures du coussin chauffant jusqu'à la couverture. (Voir fig. 7). Ensuite, retirez soigneusement le couvercle.
2. laver la housse en machine à l'eau chaude au cycle de lavage délicat et la faire sécher au sèche-linge à chaleur moyenne, puis la sortir directement du sèche-linge.
3. La couverture peut être lavée à la main à l'eau chaude savonneuse. Il suffit de l'accrocher pour le faire sécher.
4. après le séchage, remettez le coussin chauffant dans la housse et refermez-la.
5. fermez ensuite les sangles à l'aide d'une fermeture à glissière.



-  Ne pas utiliser d'eau de javel
-  Ne pas nettoyer chimiquement ou sécher
-  Ne pas repasser
-  Ne pas laver la couverture chauffante ni l'élément vibrant
-  Mentir seulement Sécher



Ne pas utiliser d'aiguilles
métalliques



Ne pas utiliser sur des
enfants de moins de 3
ans



Ne pas plier ni froisser



Lisez attentivement les
instructions

ATTENTION : TOUJOURS MANIPULER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION. TOUJOURS POSER À PLAT OU PLIER AVEC PRÉCAUTION. LE FAIT DE PLIER LES FILS CHAUFFANTS PEUT PROVOQUER UN DÉFAUT.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

100% polyester
66 x 85cm
220-240V~
50/60Hz 100Watt



CE

Déclaration de conformité CE

Mobiset GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base des directives européennes applicables. Les déclarations de conformité CE sont disponibles à l'adresse www.mobiset.de.


Notes générales

Copyright

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute duplication ou réimpression, même par extraits, ainsi que la reproduction des illustrations, même sous forme modifiée, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

 Notes sur la protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Disposer de ce qui n'est plus nécessaire
Les matériaux d'emballage doivent être conformes à la réglementation locale.

 Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux dans l'Union européenne.
— sera. Éliminez l'appareil par l'intermédiaire des points de collecte municipaux.

Garantie/garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale.

Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat.

Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie.

Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

Utilisation appropriée

Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé comme gilet thermique avec fonction de massage.

Toute autre utilisation ou utilisation supplémentaire est considérée comme abusive.

AVERTISSEMENT

L'appareil peut être dangereux s'il n'est pas utilisé comme prévu et/ou s'il est utilisé d'une autre manière. Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage auquel il est destiné. Respectez les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Réclamations de toute nature pour des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil

L'utilisation est exclue. L'opérateur supporte seul le risque.

Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques, données et instructions de raccordement et d'utilisation contenues dans ce mode d'emploi sont correctes au moment de l'impression et sont basées sur notre expérience et nos connaissances au mieux.

Les informations, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions, à une utilisation inappropriée, à des réparations inadéquates, à des modifications non autorisées ou à l'utilisation de pièces de rechange non autorisées.

Sécurité

D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ATTENTION : TOUJOURS MANIPULER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION. TOUJOURS POSER À PLAT OU PLIER.

LE FAIT DE PRESSER LES FILS CHAUFFANTS PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

D'IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez conserver le mode d'emploi dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

Attention : pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique et d'incendie, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

Ce produit ne peut être utilisé par les enfants que sous surveillance.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit pas être ouvert, jeté au feu, immergé dans des liquides ou court-circuité. sera.

Instructions de sécurité de base

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles avant de l'utiliser. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé ou tombé.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité en raison de leurs aptitudes physiques, mentales ou motrices ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur instruction d'une personne responsable

N'autorisez les enfants à utiliser l'appareil que sous surveillance.

Ne faites réparer l'appareil que par des entreprises spécialisées agréées ou par le service clientèle. Des réparations incorrectes peuvent entraîner un danger considérable pour l'utilisateur. En outre, la garantie sera annulée.

Protégez l'appareil contre l'humidité et la pénétration de liquides. Évitez la lumière directe du soleil.

Exigences relatives au lieu d'installation

Pour un fonctionnement sûr et sans défaut de l'appareil, le lieu d'installation doit répondre aux exigences suivantes :

L'unité doit être installée sur une surface ferme, plane et horizontale ou fixée au mur à l'aide de matériel de montage.

N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou très humide ou à proximité de matériaux combustibles.

Avant la première utilisation

Déballage

Retirez l'appareil et le mode d'emploi de la boîte.

Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection de l'appareil avant la première utilisation.

NOTE

Conservez l'emballage d'origine pendant la période de garantie ou la période de garantie de l'appareil

afin d'envoyer l'appareil correctement emballé en cas de garantie ou de cautionnement peut. Les dommages en cours de transport entraînent l'expiration de la garantie ou de la demande de garantie.

Vérifier l'étendue de la prestation

Vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'y a pas de dommages visibles.

Signalez immédiatement à votre fournisseur une livraison incomplète ou endommagée.




GEbruIKSHANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van onze Verwarmingsvest met vibratiemassagefunctie. Om er zeker van te zijn dat u lang van uw product kunt genieten en het optimaal kunt gebruiken, dient u deze handleiding te lezen voordat u het gebruikt.

Instructies

1. lees alle instructies.
2. Niet gebruiken tijdens het slapen.
3. Niet gebruiken op een zuigeling.
4. Gebruik dit product niet op en door een invalide, slapende of bewusteloze persoon of kind. Een persoon met een slechte bloedsomloop moet zorgvuldig worden begeleid tijdens het gebruik.
5. Schakel het product uit als het niet in gebruik is en haal de stekker uit het stopcontact.
6. houd honden, katten en andere huisdieren uit de buurt van het warmtevest met massagefunctie Ver weg.
7. alleen voor gebruik binnenshuis.
8. het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Warmtegevoelige personen moeten voorzichtig zijn wanneer je gebruikt het apparaat. NIET NIET GEBRUIKEN OP GEVOELIGE HUIDGEBIEDEN.
9. Ongeacht de controle-instelling kunnen er brandwonden ontstaan, controleer daarom regelmatig uw huid onder het kussen.
10. gebruik het kussen nooit zonder hoes.
11. gebruik geen clips/pinnen of andere metalen middelen om het kussen te bevestigen.
12. ga niet op het kussen zitten en verpletter het niet - vermijd scherpe plooiën
13. Til de vulling nooit alleen aan het stroomsnoer op.
14. Gebruik het koord niet als handvat.
15. Controleer de binnenste afdekking zorgvuldig voor elk gebruik. Gebruik de vulling niet als de binnenste afdekking tekenen van beschadiging vertoont.
16. Wikkel het lussenkoord alleen losjes tijdens het opbergen, strak wikkelen kan het koord en de binnenste delen beschadigen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die gevoelig zijn voor warmte en andere personen die niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
17. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen jonger dan 8 jaar, tenzij zij onder toezicht van een ouder of voogd staan.
18. Kinderen onder de drie jaar mogen dit apparaat nooit gebruiken, omdat ze niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
19. Wanneer u het apparaat opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt.
20. Verkreukel het apparaat niet en plaats er geen voorwerpen op tijdens de opslag.
21. Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er tekenen van schade zijn, of als het apparaat verkeerd is gebruikt of niet werkt, stuur het dan terug naar de leverancier voor verder gebruik.
22. Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
23. nooit gebruiken als het nat is. GEVAAR: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken en brand te verminderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies.
24. alleen te gebruiken met de BLV-C09-regelaar.
25. te lang gebruik kan leiden tot brandwonden op de huid.
26. Bij langdurig gebruik moet het niveau laag worden gehouden.
27. De schakelaar of besturingseenheid mag tijdens het wassen niet nat worden en de kabel moet zo worden geplaatst dat er tijdens het drogen geen water in de schakelaar of besturingseenheid loopt.
28. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of gekwalificeerd personeel om elk gevaar te voorkomen.
29. LET OP: Om het risico te vermijden dat de thermische uitschakeling per ongeluk wordt gereset, mag dit apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
30. **Als u het vest niet gebruikt, berg het dan zorgvuldig op. Laat het gilet afkoelen alvorens het te vouwen. Rol het vest voorzichtig op of vouw het losjes en zonder druk om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen. Plaats geen voorwerpen op het vest.**
31. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Passend gebruik



STEP 1: Steek de stekker in een 220V-240V AC-stopcontact.

STEP 2: Leg het Verwarmingsvest met vibratiemassagefunctie op je schouders.


Verbind nu de twee voorste kussens met het uitstekende zwarte klittenband.

STEP 3: Zet de schakelaar aan de achterzijde van de regelaar

STEP 4: aan en selecteer vervolgens de gewenste warmte- of vibrerende massagefunctie voor de voorzijde van de regelaar.

BELANGRIJK:

Als de warmtelampjes oplichten of blijven branden, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.



Voorverwarmen:

Wacht een paar minuten tot het warmtevest is voorverwarmd. BELANGRIJK: Als een rood „HOOG“ lampje knippert, betekent dit dat er een fout is opgetreden. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en controleer de toestand van de kabel en de werking van het stopcontact.

Als het knipperen stopt, stop dan met het gebruik van het vest en neem contact op met de klantenservice.


Om warmte toe te voegen, zet u de schakelaar op de achterkant van de regelaar aan en drukt u op de knop voor de activering van de warmte en selecteert u de gewenste temperatuur: hoog of laag.

Druk 1 X voor lage warmte

Druk 2 X voor gemiddelde warmte

Druk 3 X voor veel warmte

Druk nogmaals voor de uit-functie



Om de vibratiemassagefunctie te activeren, zet u de schakelaar op de achterkant van de controller aan, drukt u vervolgens op de activeringstoets voor de vibratiemassage en kiest u de gewenste snelheid.

Druk 1 X voor licht pulserend

Druk 2 X voor lichtelijk permanent


Druk op 3 X voor medium pulseren

Druk 4 X voor medium permanent

Druk 5 X voor sterk pulseren

Druk op 6 X voor sterk permanent

Druk nogmaals voor de uit-functie



AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

De automatische uitschakeling bevindt zich in de besturingseenheid van het Verwarmingsvest met vibratiemassagefunctie. Met de Auto-Off-functie kunt u energie besparen door na 2 uur continu gebruik automatisch uit te schakelen. De massagefunctie schakelt automatisch uit na 15 minuten gebruik.

BELANGRIJK: De auto-off timer wordt gereset na een stroomstoring.

WASINSTRUCTIES:

HAAL ALTIJD DE STEKKER VAN HET VERWARMINGSVEST MET VIBRATIEMASSAGEFUNCTIE UIT HET STOPCONTACT!

LET OP: ALLEEN DE HOES IS WASBAAR! WAS HET VERWARMINGSKUSSEN NIET!

NIET STOMEN! GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDEL! NIET UITWRINGEN OM TE DROGEN.

1. Open de rits aan de zijkant en laat de binnenste riemen van het verwarmingskussen los tot aan de hoes. (Zie fig. 7). Verwijder dan voorzichtig het deksel.
2. Was het deksel van de machine in warm water op het delicate wasprogramma en droog het af op middelmatig vuur, en verwijder het dan direct uit de droger.
3. De hoes kan met de hand worden gewassen in warm water met zeep. Hang hem gewoon op om te drogen.
4. Na het drogen het verwarmingskussen weer in het deksel plaatsen en weer vastzetten.
5. Sluit de riemen daarna met een ritsluiting.





Niet verbleken



Niet chemisch reinigen of drogen



Niet strijken



Elektrische deken en trilelement niet wassen



Alleen liggend drogen



Gebruik geen metalen naalden



Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar



Niet vouwen of kreuken



Lees de instructies aandachtig door

LET OP: GA ALTIJD VOORZICHTIG MET HET PRODUCT OM. LEG ALTIJD PLAT OF VOUW VOORZICHTIG. HET BUIGEN VAN DE VERWARMINGSDRADEN KAN EEN DEFECT VEROORZAKEN. ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

100% polyester
66 x 85cm
220-240V~
50/60Hz 100Watt



CE

CE-verklaring van overeenstemming

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de basisvereisten van de geldende Europese richtlijnen. De verklaringen van CE-conformiteit zijn beschikbaar op www.mobiset.de.

Algemene opmerkingen

Copyright

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke verveelvoudiging of herdruk, ook in uittreksels, evenals de reproductie van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.



Opmerkingen over de bescherming van het milieu

De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Verwijderen niet meer nodig
Verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. zal zijn. Voer het apparaat af via de gemeentelijke inzamelpunten.

Garantie/garantie

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- in geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- in geval van ander gebruik dan hierboven vermeld
- in geval van schade veroorzaakt door vallende

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u het volledige product in een transportveilige verpakking terug te sturen naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen.

Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed, indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie/waarborg wordt vastgesteld.

Het gebruik van de wettelijke rechten voor gebreken is gratis. Deze worden niet beperkt door de garantie.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik als een thermisch vest met massagefunctie.
Elk ander of extra gebruik wordt als ongepast beschouwd.

WAARSCHUWING

Het apparaat kan gevaarlijk zijn als het niet wordt gebruikt zoals bedoeld en/of op een andere manier wordt gebruikt. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is.

Neem de in deze handleiding beschreven procedures in acht.

Schadeclaims van welke aard dan ook voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat Gebruik is uitgesloten.

De exploitant draagt het enige risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle technische informatie, gegevens en instructies voor de aansluiting en bediening in deze handleiding zijn correct op het moment van drukken en zijn gebaseerd op onze ervaring en kennis naar beste weten.

Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen claims worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies, onjuist gebruik, onjuiste reparaties, ongeoorloofde wijzigingen of het gebruik van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Veiligheid

WAARSCHUWING:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR HET EERSTE GEBRUIK

LET OP: GA ALTIJD VOORZICHTIG MET HET PRODUCT OM. ALTIJD PLATLIGGEN OF OPVUWEN.
HET KNIJPEN IN DE VERWARMINGSDRADEN KAN STORINGEN VEROORZAKEN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Let op: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken en brand te verminderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies.

Dit product kan alleen door kinderen onder toezicht worden gebruikt.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen, de reiniging en het onderhoud moeten door de gebruiker worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Het apparaat mag niet worden geopend, in het vuur worden gegooid, in vloeistoffen worden ondergedompeld of worden kortgesloten.
zal zijn.

Basis veiligheidsinstructies

Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare schade aan de buitenkant. Bedien geen beschadigd of gevallen apparaat.

Personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen vanwege hun fysieke, mentale of motorische vaardigheden mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde vakbedrijven of de klantenservice. Onjuiste reparaties kunnen een groot gevaar voor de gebruiker opleveren. Bovendien vervalt de garantie.

Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen. Vermijd direct zonlicht.

Eisen aan de plaats van installatie

Voor een veilige en storingsvrije werking van het apparaat moet de installatielocatie aan de volgende eisen voldoen:

Het apparaat moet op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond worden opgesteld of met behulp van bevestigingsmateriaal aan de wand worden bevestigd. Stel het apparaat niet op in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbaar materiaal.

Voor het eerste gebruik

Uitpakken

Verwijder het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies van het apparaat voor het eerste gebruik.

OPMERKING

Bewaar de originele verpakking tijdens de garantie- of waarborgperiode van het apparaat.

om het apparaat in geval van garantie of waarborg goed verpakt op te sturen

kan. Schade tijdens het transport leidt tot het vervallen van de garantie of garantieclaim.

Controleer de leveringsomvang

Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare schade.

Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier.



EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH
Rösratherstr. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

LVD directive 2014/35/EU

EMC directive 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU

Produkt / product: Wärmeweste mit Massage , warming vest with massage

Typ/Type: 20249

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

EN 60335-1:2012/A13:2017; EN 60335-2-17:2013

EN 60335-2-32:2003/A2:2015; EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A2:2011; EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015; EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62321-1:2013; EN 62321-2:2014; EN 62321-3-1:2014

EN 62321-6:2015; EN 62321-4:2014; EN 62321-5:2014

EN 62321-7-1:2015; EN 62321-7-2:2017

Köln, Cologne
08.05.2020

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

